



Sistema de Laudos Neuropsicológicos

Manual do Usuário

Guia completo para profissionais e administradores do sistema

VERSÃO 2.0 — 2026

Neuroavaliação — Neuropsicologia na Prática
Dr. Pedro Donizetti de Oliveira · CRP 06/82060

SUMÁRIO

1. Acesso ao sistema
2. Dashboard
3. Cadastro de pacientes
4. Aplicação de testes neuropsicológicos
5. Geração de laudos
6. Perfis de acesso (cargos)
7. Painel Administrador
8. Dicas e boas práticas

1. Acesso ao sistema

O NeuroClin é um sistema 100% online. Não é necessário instalar nenhum aplicativo — basta acessar pelo navegador (Chrome ou Edge recomendados).

```
https://neuroclin-f55a5.web.app
```

Como fazer login

- 1 Acesse a URL acima no navegador.
- 2 Digite o **e-mail** e a **senha** fornecidos pelo administrador.
- 3 Clique em **ENTRAR**.
- 4 Na primeira vez, recomenda-se **trocar a senha** clicando em "Esqueci minha senha" na tela de login.

Importante: O acesso é restrito a profissionais autorizados. Não compartilhe sua senha com outras pessoas. Em caso de problemas com o login, entre em contato com o administrador do sistema.

2. Dashboard

Ao fazer login, você será direcionado ao **Dashboard** — a tela inicial do NeuroClin. Nela você encontra:

- **Resumo de pacientes ativos** — quantos pacientes você tem cadastrados
- **Laudos recentes** — os últimos laudos gerados
- **Sessões de testes abertas** — sessões com aplicação em andamento
- **Acesso rápido** às principais funcionalidades

O menu lateral à esquerda dá acesso a todas as seções do sistema. Você pode recolhê-lo clicando no ícone de menu (☰) no topo.

3. Cadastro de pacientes

Todos os dados clínicos ficam organizados por paciente. O primeiro passo antes de qualquer avaliação é **cadastrar o paciente**.

Cadastrar novo paciente

- 1 Clique em **Pacientes** no menu lateral.
- 2 Clique no botão "**Novo Paciente**".
- 3 Preencha os dados de identificação: nome completo, data de nascimento, sexo, escolaridade, telefone e e-mail.
- 4 Preencha a **anamnese**: queixas, histórico clínico, medicamentos, histórico familiar, entre outros.
- 5 Clique em **Salvar**. O paciente ficará disponível para vinculação a testes e laudos.

Editar ou buscar paciente

Na listagem de pacientes, use o campo de busca para encontrar pelo nome. Clique no paciente para abrir o cadastro e editar qualquer informação.

4. Aplicação de testes neuropsicológicos

O NeuroClin permite registrar os resultados dos principais instrumentos neuropsicológicos diretamente no sistema. Os dados são salvos automaticamente e usados na geração dos laudos.

Como iniciar uma sessão de testes

- 1 Clique em **Testes** no menu lateral.
- 2 Selecione o **paciente** na lista suspensa.
- 3 Escolha o **instrumento** que deseja registrar (abas na parte superior da tela).
- 4 Preencha os campos com os escores obtidos na aplicação presencial.
- 5 O sistema calcula automaticamente **z-scores, percentis e classificações** em tempo real.
- 6 Clique em **Salvar** ao final de cada instrumento.

Instrumentos disponíveis

NEUPSILIN

Instrumento de avaliação neuropsicológica breve — 8 domínios cognitivos

RAVLT

Rey Auditory Verbal Learning Test — memória episódica verbal

WASI

Wechsler Abbreviated Scale of Intelligence — QI estimado

WCST-N

Wisconsin Card Sorting Test (versão neurológica) — funções executivas

BAMS

Brief Assessment of Memory and Cognition — rastreio de memória

MoCA

Montreal Cognitive Assessment — rastreio cognitivo

FAB

Frontal Assessment Battery — funções frontais

GDS-15 / BDI-II / HAD

Escalas de rastreio de humor, depressão e ansiedade

IQCODE / BADL / Pfeffer

Escala funcional e de informante para demência

IDATE

Inventário de Ansiedade Traço-Estado

Classificações automáticas

Para cada escore inserido, o sistema exibe automaticamente uma das seguintes classificações:

Classificação	Critério (z-score)
PRESERVADO	$z \geq -1,0$
LIMÍTROFE	$-1,5 \leq z < -1,0$
COMPROMETIDO	$z < -1,5$

5. Geração de laudos

A funcionalidade central do NeuroClin é a **geração automática de laudos neuropsicológicos** com auxílio de inteligência artificial.

Como gerar um laudo

- 1 Clique em **Laudos** no menu lateral.
- 2 Selecione o **paciente**. Os dados de anamnese e testes já cadastrados serão carregados automaticamente.
- 3 Selecione os **testes** que deseja incluir no laudo (marque apenas os que foram aplicados).
- 4 Selecione o **profissional aplicador** responsável pela avaliação.
- 5 Clique em **Gerar Laudo**. A IA processará os dados e redigirá o documento completo.
- 6 Revise o laudo gerado. Você pode **editar** qualquer seção antes de finalizar.
- 7 Clique em **Salvar** para arquivar o laudo com status *Rascunho*.

Estrutura do laudo gerado

O laudo segue a estrutura padrão do CFP (Res. 31/2022) com 8 seções interpretativas:

1. **Análise das queixas e histórico clínico**
2. **Observações comportamentais**
3. **Análise neuropsicológica por domínios cognitivos**
4. **Avaliação do humor e aspectos emocionais**
5. **Funcionamento adaptativo e qualidade de vida**
6. **Síntese diagnóstica**
7. **Conclusão**
8. **Encaminhamentos e recomendações**

Status do laudo

Status	Significado
Rascunho	Laudo gerado, aguardando revisão do profissional
Aguardando aprovação	Enviado para revisão do supervisor/administrador
Aprovado	Laudo revisado e liberado pelo supervisor

6. Perfis de acesso (cargos)

O NeuroClin possui três níveis de acesso:

Cargo	Funcionalidades
Profissional	Cadastra pacientes, aplica testes, gera laudos e visualiza apenas seus próprios dados
Supervisor	Tudo do profissional + visualiza e aprova laudos de toda a equipe
Administrador	Tudo do supervisor + gerencia usuários (criar, editar cargo, resetar senha)

Atenção: Somente administradores têm acesso ao painel de gestão de usuários. Se precisar de permissão adicional, solicite ao administrador responsável.

7. Painel Administrador

O painel de administração está disponível no menu lateral, na seção **GESTÃO → Administrador**. Somente usuários com cargo **Administrador** ou **Supervisor** têm acesso.

Criar novo profissional

- 1 Clique em **Novo Profissional** (botão verde, canto superior direito).
- 2 Preencha **nome completo, e-mail e senha inicial**.
- 3 Selecione o **cargo**: Profissional, Supervisor ou Administrador.
- 4 Clique em **Criar Acesso**. O usuário já pode entrar com o e-mail e senha definidos.
- 5 Informe ao profissional o e-mail e a senha inicial, e solicite que troque a senha no primeiro acesso.

Editar cargo ou desativar acesso

- 1 Na lista de usuários, localize o profissional.
- 2 Clique em **Editar**.
- 3 Altere o **cargo** ou desmarque "**Acesso ativo**" para bloquear o acesso.
- 4 Clique em **Salvar**.

Registrar usuário por UID

Use esta opção quando um usuário foi criado no sistema de autenticação mas não aparece na lista (por exemplo, após erro na criação inicial).

- 1 Clique em **Registrar por UID**.
- 2 Informe o **UID** (disponível no Firebase Console → Authentication).

- 3 Preencha nome, e-mail e cargo.
- 4 Clique em **Registrar**. O usuário aparecerá na lista imediatamente.

Redefinir senha de um profissional

- 1 Na lista, clique no botão **Senha** ao lado do profissional.
- 2 O sistema enviará um **e-mail de redefinição** para o endereço cadastrado.
- 3 O profissional clica no link recebido por e-mail e define uma nova senha.

Senhas nunca ficam visíveis — nem para administradores. Caso o profissional esqueça a senha, use sempre a opção de redefinição por e-mail.

8. Dicas e boas práticas

Segurança e sigilo

- Nunca compartilhe sua senha. Cada profissional deve ter seu próprio acesso.
- Ao terminar de usar o sistema em computador compartilhado, clique em **Sair** no rodapé do menu lateral.
- Todos os dados são protegidos por autenticação e criptografia — somente você acessa os seus pacientes.

Uso no dia a dia

- Cadastre o paciente e preencha a anamnese **antes** de começar a aplicar os testes.
- Salve os escores de cada instrumento logo após a aplicação — o sistema salva automaticamente a sessão.
- Revise sempre o laudo gerado antes de finalizar: a IA produz um texto base sólido, mas o julgamento clínico do profissional é insubstituível.
- Em caso de dúvidas técnicas ou problemas de acesso, entre em contato com o administrador responsável.

Atualização do sistema

- O NeuroClin é atualizado regularmente. Para garantir que está usando a versão mais recente, pressione **Ctrl+Shift+R** (ou Cmd+Shift+R no Mac) para recarregar a página.
- Não é necessário instalar atualizações — tudo acontece automaticamente no servidor.

NeuroClin

Sistema de Laudos Neuropsicológicos — Neuroavaliação
Supervisão: Dr. Pedro Donizetti de Oliveira · CRP 06/82060

Dúvidas ou suporte: entre em contato com o administrador do sistema